Gemäß DIN 58345

## Sichere und zwerlässige Lagerung zwerlässige Lagerung von Medikamenten

# 

### **MEDICOS**






Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente und Impfstoffe



## Effizient, vielfach bewährt und natürlich »Made in Germany«: Kühlschränke von Cool Compact



Dank flexibler Produktionsprozesse, umfangreicher Lagerbevorratung und kurzer Wege zum Kunden stehen Kühlgeräte von Cool Compact immer innerhalb weniger Tage zur Verfügung. In unseren Produktionshallen kommen moderne CNC-Blechbearbeitungsmaschinen zum Einsatz. Für hohe Energieeffizienz und Nachhaltigkeit werden alle Kühlmöbelkorpusse hochdruckgeschäumt. Zur Sicherstellung der Qualität durchlaufen alle steckerfertigen Geräte zwischen vier- und achtstündige Tests. Das erlaubt es uns sehr weitreichende Garantieleistungen anzubieten.

Qualität, technischer Vorsprung und gelebte Kundenorientierung – dafür steht der Name Cool Compact. Geräte mit hohem Nutzwert, langer Lebensdauer und guter Energieeffizienz – dafür stehen Geräte von Cool Compact. Langjährige Mitarbeiter, enge Zusammenarbeit und ein ausgeprägtes Teamwork, immer mit dem Fokus auf unsere Kunden und Partner – dafür steht das Unternehmen Cool Compact.

Profitieren Sie von dieser Erfahrung!











#### Kühl-/Tiefkühlschränke für Medikamente und Impfstoffe



Medikamente müssen zuverlässig und sicher gelagert werden. Kühl- und Tiefkühlschränke der Baureihe MEDICOS entsprechen den hohen Anforderungen nach **DIN 58345**.

#### Weitere Features im Überblick:

- Maximale Effizienz durch Kältemittel R290
- Innen und außen, sowie Roste aus CNS (1.4301, AISO 304)
- Verdampfer ebenso wie Kältetechnik außerhalb des Innenraumes
- Die komplette Technik ist auf Hygiene, Pflegekomfort und Langlebigkeit ausgelegt.



#### FRIGOS – elektronische Regelung mit Topleistung als Standard

Der FRIGOS Elektronik-Regler ist mit Einund Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet. Außerdem verfügt er über einen potentialfreien Kontakt, RS 485 Schnittstelle zur Dokumentation der Betriebstemperaturen und optischen sowie akustischen Alarm bei Ausfall der Netzspannung.

Im Falle eines Stromausfalles erscheint am Display für mindestens 12 Stunden die Meldung "PO" (Power off). Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie der Temperaturveränderungen im Innenraum, gibt der elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor.

Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

Bei Ausfall der Temperaturregelung wird über ein Sicherheits-Thermostat ein Abkühlen der Medikamente unter 2°C zuverlässig vermieden (bei Normalkühlung)

#### Umfangreiche Alarmmeldungen:



Power off bei Stromausfall



Temperatur oberhalb des gewünschten Sollwertes



Temperatur unterhalb des gewünschten Sollwertes




Fühlerfehler



Tür zu lange geöffnet























#### Kühl-/Tiefkühlschränke Medicos 590

Kühl- und Tiefkühlschränke für Medikamente, Baureihe Medicos, innen und außen aus CNS (1.4301 / AISI 304), Hygieneausführung, Verdampfer außerhalb des Kühl-Innenraumes, mit Umluftkühlung und selbstschließender Tür, abschließbar. Mit elektronischer Regelung, bedarfsgerechter Abtau- und Lüftersteuerung und beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display. Wartungsarmer Verflüssiger, Hocheffiziente EC-Lüfter für Verflüssiger und Verdampfer, Abtauung und Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. 90 mm Isolation, Innenraum mit Auflagerippen, frei von Stell-und Auflageschienen, tiefgezogene Bodenwanne mit Hygieneradien, Tür mit Bombierung nach innen.



#### Kühlschrank

Zubehör:

+2° C bis +8° C Temperatur: 720 x 840 x 2.050 mm Abmessungen: 230V / 50 Hz / 1.8 A / 230 W Anschlusswert: Kälteleistung: 340 Watt / -10°C VT

4 Tragroste,

LED-Innenraumbeleuchtung Türöffnungs-Fußpedal

#### Tief-Kühlschrank

-10° C bis -30° C Temperatur:

720 x 840 x 2.050 mm Abmessungen:

230V / 50 Hz / 2.1 A / 400 W Anschlusswert:

Kälteleistung: 800 Watt / -30°C VT

Zubehör: 4 Tragroste,

> LED-Innenraumbeleuchtung Türöffnungs-Fußpedal

1778

325

#### HKMN059-MED

#### HKMT059-MED



#### Kühlschrank mit Glastür

 $+2^{\circ}$  C bis  $+8^{\circ}$  C Temperatur: Abmessungen: 720 x 840 x 2.050 mm Anschlusswert: 230V / 50 Hz / 1,8 A / 230 W 340 Watt / -10°C VT Kälteleistung: Zubehör: 4 Tragroste, Zubehör:

LED-Beleuchtung in der Glastüre

Türöffnungs-Fußpedal

#### Tief-Kühlschrank mit Glastür

-10° C bis -30° C Temperatur: Abmessungen: 720 x 840 x 2.050 mm 230V / 50 Hz / 2,1 A / 400 W Anschlusswert: 800 Watt / -30°C VT Kälteleistung:

4 Tragroste,

LED-Beleuchtung in der Glastüre

Türöffnungs-Fußpedal

#### HKMNV59-MED

#### HKMTV59-MED

#### Zusatzausstattung:

#### Tragrost GN 2/1

CNS (1.4301/AISI 304), Abmessungen: 530 x 650 mm 700068

Lochblechboden

CNS (1.4301/AISI 304), Abmessungen: 530 x 610 mm

#### Edelstahlschublade

CNS (1.4301/AISI 304),

Innen-Abmessungen: 460 x 593 x 72 mm (BxTxH)

Rollen (Türöffnungs-Fußpedal nicht möglich)

4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

400286

702448

700061





C **C M M M M** 

- \* Kühlschränke
- \* Kühltische
- \* Schnellkühler
- \* Kühltheken
- \* Kühlwannen

Ihr Cool Compact Fachhändler:

Balinger Straße 25 D-72415 Grosselfingen Fon +49 (0) 74 76/94 56 0 Fax +49 (0) 74 76/94 56 20 info@coolcompact.de www.coolcompact.de

Beratung, Lieferung und Service erfolgt ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Technische und preisliche Änderungen sowie Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.